

Carnet Sleep Manager Pro

# 睡眠診療Database System

睡眠診療をオール・イン・ワン(検査・治療・コンプライアンスetc.)




# 睡眠診療をオール・イン・ワン

Carnet Sleep Manager

Carnet Sleep Manager は、患者サマリー・鼻腔口咽頭管理・カンファレンスノートやPSGの結果（診断PSG・タイトレーション・MSLT/MWTの時系列比較が可能）など、睡眠診療に必要な機能を**オール・イン・ワン**でご提供します。お客様の診療スタイル毎に必要な機能のみを選択し運用する事も出来ます。

## ◆ 睡眠診療Database System 《Carnet Sleep Manager》の基本仕様

- 患者管理や患者サマリー (ICSD2nd. 完全対応)
- CPAPなどの治療コンプライアンス・フォロー (未受診管理)
- 各種指示書 (CPAP・HOT・NPPV) の作成
- 血液検査や生理検査のデータ管理
- サマリーなどのテンプレートを自由にカスタマイズ
- PSG結果・検査結果や得点付きアンケートのグラフ化



PSG検査結果画面

### ○ 基本機能

- 患者管理
- 患者サマリー (主訴・病歴etc.)
- 鼻腔・口咽頭管理
- カンファレンスノート
- PSG検査結果 (診断PSG・タイトレーション・MSLT/MWTの結果や時系列比較etc.)
- 受診フォロー管理
- 各種指示書 (CPAP・HOT・NPPV) 作成支援 etc.

## ◆ 電子アンケート・オプション 《Carnet Enquête Manager》

- 睡眠診療に必要な多種多様なアンケートを電子化する事により、Databaseで一元管理します。アンケートは、汎用の電子タブレットを使用し患者様に直接回答を入力して頂きます。またCarnet Enquête Managerは、単体で使用する事も出来るため、睡眠診療以外のアンケートにも活用出来ます。(Ex. 一般診療初診時間診・禁煙外来問診・精神科問診 etc.)
- Carnet Enquête Managerには、「アンケート作成・編集ツール」を備えていますので各施設毎にオリジナルアンケートがシンプルなウィザード方式で簡単に作成する事ができます。

### データの有効活用

### 学会・研究会の発表や治験用Databaseとして・・・

各メーカーのPSG検査結果を、取り込み一元管理出来ます。PSG装置のメーカーを問わず患者様の検査結果を履歴管理。また、任意の検査項目をグラフ化したり時系列表示する事が出来ます。また、システムで管理する全てのデータを外部ファイルに出力する機能を備えていますので臨床のみにとどまらず、学会・研究会の発表や治験用Databaseとしても活用出来ます。



# 電子アンケートで《医心伝心》

※オプション

インフォームドコンセント

Carnet Enquête Manager

## Enquête Manager

### タブレットで電子アンケート (オプション)


## 最良な 《医心伝心》 が実現可能！

初診時アンケート、CPAP再診時アンケートやESS施設毎のオリジナルアンケートの作成・編集 etc.



## 入力されたデータは瞬時に参照可能！！

診察前に行ったアンケートが診察時にすぐに反映・・・そして**グラフ化**



グラフ表示の一例



## ペーパーレス化

### 煩雑な作業を軽減しヒューマンエラーを防止

- Carnet Sleep Managerにシームレス連携
- 様々な汎用タブレット端末が使用可能 (iPad / Window7・8 SlatePC etc. 対応)
- 回答形式は、選択形式・数値入力・時間入力・VASでの質問に対応可能
- アンケートをセット化することにより複数のアンケートをまとめて実施
- 患者様の連絡先などもアンケートから入力可能な為、患者様のプライバシーを守ります
- 個人情報保護の観点からシンクライアントに対応 (別途シンクライアント専用タブレットが必要です)
- 電子カルテシステムとの豊富な接続実績

患者さんご自身が入力したアンケート結果をCarnet Sleep Managerにダイレクト転送。



睡眠診療Database System